

COLCHÓN ANTIESCARAS CON MOTOR MODELO GT143-102

TEC
262



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Es un producto liviano, flexible, fácil de transportar y limpiar, con sus 70 celdas de vacío reducirá y/o evitara las escaras en la piel del paciente.

El colchón puede trabajar hasta tres días continuos y después de ellos deberá descansar 2 horas con el fin de preservar su durabilidad y buen funcionamiento.

La mecánica de su funcionamiento es dividir sus celdas para contar con dos características:

- Celdas más infladas, por tanto más compacta.
- Celda menos infladas, por tanto más dócil.

MEDIDAS APROXIMADAS

- LARGO:
1.90 Mts
- ANCHO:
0.90 Mts